

TOPRO

Olympos



TOPRO Olympos rollator

Speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis, maar volstaat ook zeker binnen!!

- De banden zijn ontworpen voor comfortabel gebruik en ruige ondergrond, zoals bijvoorbeeld kinderkopjes en bospaden.
- Gemakkelijk uit te klappen!!
- Door de handige memory functie in de handvatten komen deze altijd weer terug op de vooraf ingestelde hoogte!!

Uitstekende remmen, stapsteun en anti stootrand

- Veilig in gebruik, eenvoudig over drempels en stoepen.
- Remmen zijn eenvoudig bedienbaar

Eenvoudig inklapbaar, beperkte ruimte bij opslaan

- Trek aan het koord voor het ontgrendelen van het inklapsysteem. De rollator kan nu in de breedte samengeklapt worden
- Gemakkelijk uitvouwbaar en voorzien van hoogteverstelling met geheugensteun
- Stabiliteit blijft bij inklappen behouden
- Neemt weinig plaats in en is zeer praktisch in het vervoer
- Uitstekend geschikt voor gebruikers die per auto, taxi, bus of vliegtuig reizen



TOPRO OLYMOPOS

	M (Medium)	S (Small)
Kleur	Dark grey	Silver
Gebruikslengte	150-195cm	135-170cm
Max. gebruikersgewicht	150kg	150kg
Hoogte handgrepen	760-950mm	700-890mm
Max. Lengte	760mm	720mm
Max. Breedte	690mm	650mm
Tussen de handgrepen	500mm	460mm
Zithoogte	600mm	530mm
Draaicirkel	940mm	865mm
Diameter voorwielen	275mm	225mm
Diameter achterwielen	225mm	200mm
Breedte wielen	42mm	42mm
Handgrepen	Anatomic	Anatomic
Grijpafstand remhendel	65mm	65mm
Hoogte opgevouwen	860mm	780mm
Breedte opgevouwen	270mm	270mm
Lengte opgevouwen	760mm	720mm
Gewicht	8,6kg	8,0kg
TOPRO ARTIKEL NUMMER	814300	814305

A



B



C



D



A	Rugsteun (modellen vanaf 2009)	814726
B	Rugsteun (modellen tot 2009)	814765
C	Kleine tas	814046
D	Zuurstoffleshouder (voor geperst zuurstof, niet vloeibaar)	814009

E



F



I



J



K



E	Transport tas	814042
F	Stokhouder - past zowel links als rechts	814040
I	Klein mandje	814016
J	Centrale beremming, links of rechts	814026
K	Lichtje	814006

L



M



N



O



P



L	Paraplu	814735
M	Naamplaatje	814024
N	Slot	814023
O	Flessenhouder	814043
P	Ice Spurs voor schoenen, maat M	814029
	Ice Spurs voor schoenen, maat L	814035