

TOPRO *Taurus*



Mooi ontwerp, stabiel en veilig

- Eenvoudig instelbare en afleesbare hoogte
- Instelbaar voor gebruikers tot 2m
- Laag genoeg om opstaan te ondersteunen
- Voetrem op alle vier de wielen

Twee modellen

TOPRO TAURUS H Hoogteverstelling middels Hydraulisch systeem

TOPRO TAURUS E Hoogteverstelling middels Elektronisch systeem

Deze modellen zijn elk in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

- **STANDARD**
- **JH** met verstelbare handvatten
- **JHB** met verstelbare handvatten, parkeerrem en rijrichting houders.

De uitvoeringen met remmen worden geassembleerd geleverd.

De uitvoeringen zonder remmen worden gedeeltelijk geassembleerd geleverd.



Article number:

Topro Taurus H	814785
Topro Taurus H-JH	814786
Topro Taurus H-JHB	814787
Topro Taurus E	814790
Topro Taurus E-JH	814788
Topro Taurus E-JHB	814789

Onderhoudsvriendelijk materiaal

- Aluminium met polyester toplaag en poly urethaan
- Eenvoudig te reinigen
- Roest niet
- Alle aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden vervangen.

TOPRO TAURUS H

- Gasveren zorgen voor eenvoudige hoogte verstelling
- Kan onder de douche worden gebruikt

Gewicht product 18 kg

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg

TOPRO TAURUS E

- Met elektrische motor wordt de hoogte verstelling zeer eenvoudig
- Kan ook als opsta hulp worden ingezet

Gewicht product 24kg

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg



TOPRO Taurus - accessoires

A



B



C



D



A Handbediening voor H/L - alleen bij model Taurus E

B Klein mandje

C Instelbare handvatten

D Dienblad

Artikelnummer:

814805

814016

814821

814810

E



F



G



H



E Drager voor infuus vloeistof houders

F Zuurstoffleshouder

G Voetplaat

H Infuusstandaard

Artikelnummer:

814034

814820

814645

814793