

# XXL Toiletstoel



# XXL - Toiletstoel

De armsteunen zijn zo gemaakt dat ze buiten het zitoppervlak vallen. Dit geeft de gebruiker een goede grip bij het gaan zitten en het opstaan. Wij hebben de armsteunen ontworpen om als een vlinder naar buiten te buigen, zodat het lichaam niet gekneld wordt bij het opstaan en gaan zitten. De vlindervormige armsteunen van de toiletstoel zijn ook veel functioneler voor de gebruiker, in vergelijking met andere stoelen met rechte, korte armleuningen, waarop men bijna onmogelijk een goede grip krijgt.



De hoogte van de stoel is verstelbaar van 42 tot 55cm. Om het zitten en opstaan te vergemakkelijken, is een correcte hoogte erg belangrijk. Als de stoel te hoog is, raken de voeten van de gebruiker de grond niet, zodat het moeilijk is om een goede zithouding te vinden. Als de stoel te laag is, geraakt de gebruiker moeilijk overeind.

Comfortabel zitten is, vaak een probleem voor de gebruikers. Soms is de zitting te ondiep, soms te diep en is er geen rugsteun. Wij hebben de zitting verstelbaar gemaakt, om het comfort te verbeteren. De rugleuning kan met +/- 6cm worden verplaatst en de gebogen buizen maken een optimaal zitcomfort mogelijk.

Dankzij het afneembare zitkussen is de toiletstoel gemakkelijk te reinigen. Er is geen gereedschap nodig om het kussen te verwijderen en de bedpan is verbeterd voor een nog vlottere hygiënische reiniging.

We hebben het ook gemakkelijk gemaakt om de stoel te manoeuvreren en te verplaatsen. De constructie van hightech lichtgewicht buizen combineert een optimale stevigheid met een erg laag gewicht.

	1	2
Maximale belasting	325kg	325kg
Breedte zitting	61cm	71cm
Diepte zitting	40-52cm	40-52cm
Verstelbare hoogte	42-55cm	42-55cm
Gewicht (ong.)	7kg	7,7kg
Totale breedte	73cm	83cm