

XXL® Douchestoel



XXL - Douchestoel



Dankzij het afneembare zitkussen is de douchestoel gemakkelijk te reinigen. Er is geen gereedschap nodig om het kussen te verwijderen.

We hebben het ook gemakkelijk gemaakt om de douchestoel te manoeuvreren en te verplaatsen. De constructie van hightech lichtgewicht buizen combineert een optimale stevigheid met een erg laag gewicht.

De armsteunen zijn zo gemaakt dat ze buiten het zitoppervlak vallen. Dit geeft de gebruiker een goede grip bij het gaan zitten en het opstaan. Wij hebben de armsteunen ontworpen om als een vlinder naar buiten te buigen, zodat het lichaam niet gekneld wordt bij het opstaan en gaan zitten. De vlindervormige armsteunen van de XXL Douchestoel zijn ook veel functioneler voor de gebruiker, in vergelijking met andere douchestoelen met rechte, korte armleuningen, waarop men bijna onmogelijk een goede grip krijgt.

De hoogte van de douchestoel is verstelbaar van 42 tot 55cm. Om het zitten en opstaan te vergemakkelijken, is een correcte hoogte erg belangrijk. Als de stoel te hoog is, raken de voeten van de gebruiker de grond niet, zodat het moeilijk is om een goede zithouding te vinden. Als de stoel te laag is, is het voor de gebruiker moeilijk om overeind te komen.

Comfortabel zitten is vaak een probleem voor de gebruikers. Soms is de zitting te ondiep, soms te diep en is er geen rugsteun. Wij hebben de zitting verstelbaar gemaakt, om het comfort te verbeteren. De rugleuning kan met +/- 6cm worden verplaatst en de gebogen buizen maken een optimaal zitcomfort mogelijk.

Maximale belasting	325kg
Breedte zitting	61-71cm
Diepte zitting	40-52cm
Verstelbare hoogte	42-55cm
Gewicht	7,7kg
Totale breedte	73-83cm