

# *XXL Eclipse rolstoel*



# XXL Eclipse rolstoel

Deze rolstoel is door zijn constructie en vele instelmogelijkheden ideaal voor alle lichaamstypes.

Het stalen frame geeft de Eclipse een maximale stevigheid zodat hij ook zeer lang meegaat. Het frame is zo ontworpen dat het gewicht van de gebruiker voornamelijk op de achterwielen rust. De wielen zijn speciaal voor deze stoel ontworpen: ze zijn extra hard en massief, zodat rijden en sturen ongelooflijk vlot gaat, met een minimum aan kracht!

De zitting is eveneens massief, want elke andere oplossing zou gevaarlijk zijn! Diverse medische aandoeningen vereisen een massieve zitting (breuken, hemiplegie, laterale shift, enz.). Bovendien bevordert een massieve zitting een goede houding en activiteit. Een stoffen zitting geeft nooit goede resultaten, omdat het gewicht de stof doet rekken.

De zitdiepte en -hoogte, de hoek van de zitting ten opzichte van de grond en de rugleuning zijn alle verstelbaar. Dit maakt de stoel gemakkelijk aanpasbaar aan elke gebruiker! Dankzij de diverse instellingen kan de gebruiker actief met de stoel omgaan: rijden, in- en uitstappen en eventueel de stoel als loophulp gebruiken.



De rugleuning is zo ontworpen dat mensen met een zwaar zitvlak een goede steun van de lumbale ruggengraat krijgen, een enorm probleem waarmee andere stoelen zelden rekening houden!

De voorwielen staan voor de zitting, om voorover hellen te voorkomen. Dit is erg belangrijk omdat bij de meeste gebruikers veel gewicht vooraan zit. Dankzij deze beveiliging kan de gebruiker in en uit de rolstoel komen zonder gevaar op kantelen.

Verschillende uitrustingen voor de voorzijde maken de stoel nog veelzijdiger.

Maximale belasting	270kg	450kg
Breedte 112cm	50 - 55 - 61 - 66 - 72 - 82 - 92 - 102 -	
Diepte zitting	41cm	56cm
Hoogte zitting	36cm	51cm
Hoogte armsteunen	29cm	34cm
Totale breedte = breedte zitting	+18cm	+18cm
Gewicht	27kg	27kg