

XXL Eclipse Rolstoel

Verstelbare rugleuning



XXL Eclipse manuele rolstoel - Verstelbare rugleuning

Het mechanisme laat een maximale inclinatie van de rugleuning toe van 30 graden, zodat de rolstoel perfect kan worden aangepast aan de comfort- en zitbehoeften van een gebruiker die bijkomende ondersteuning nodig heeft. Voor een vlotte bediening is de kracht van het inclineermechanisme instelbaar, in functie van het gewicht van de gebruiker.

Dankzij het stalen frame is de XXL Eclipse rolstoel met verstelbare rugleuning uitermate stevig en heeft hij een lange levensduur. Door het bijzondere ontwerp van het frame bevindt het lichaamsgewicht zich overwegend op de achterwielen. De wielen werden speciaal voor deze rolstoel ontworpen, ze zijn namelijk extra hard en stevig, zodat het voortbewegen en het sturen van de stoel heel vlot gaat en er hierbij bijzonder weinig energieverlies optreedt.

De zitting is stevig. Diverse medische aandoeningen vereisen een stevige stoelzitting (breuken, hemiplegie, laterale shift, ...), waardoor de gebruiker een goede zithouding kan aannemen en een optimale beweeglijkheid mogelijk wordt.

De XXL Eclipse rolstoel met verstelbare rugleuning heeft een zit waarvan de diepte, de hoogte, de zit/vloer- en de zit/rugleuning-hoek kan worden aangepast, waardoor hij gemakkelijk kan worden ingesteld voor om het even welke gebruiker.

De constructie van de rugleuning is dermate dat gebruikers met een protruderend zitvlak een goede ondersteuning krijgen van de lumbale wervelkolom. Dit is bij de meeste andere rolstoelen een groot probleem.

De voorwielen bevinden zich voor het zitoppervlak, zodat de stoel niet kan kantelen, bijzonder belangrijk omdat bij de meeste gebruikers heel wat gewicht zich vooraan bevindt en zij zo in en uit de rolstoel kunnen bewegen zonder risico op kantelen van de stoel.

Diverse accessoires vergroten de instelmogelijkheden nog verder.



Maximaal toegelaten gewicht	270kg
Zitbreedte	50 - 55 - 61 - 66 - 72 - 82cm
Zitdiepte	41 - 56 cm
Zithoogte	36 - 51 cm
Hoogte armleniging	29 - 34 cm
Totale breedte = zitbreedte	+25cm
Gewicht	32kg