

XXL Elektrische rolstoel



XXL - Elektrische rolstoel

De XXL Elektrische rolstoel is synoniem met kracht, betrouwbaarheid en veilige mobiliteit. Hij heeft een degelijke constructie van hoge kwaliteit, is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen en kan op verschillende manieren aangepast worden. De hoogte, diepte en de hoek van de zitting en de rug zijn verstelbaar, voor een optimaal zitcomfort.

De rolstoel is geruisloos, met een topsnelheid van ongeveer 8km/h. De actieradius met volledig opgeladen accu bedraagt ongeveer 24km.

De rolstoel is handig manoeuvreerbaar en de gepatenteerde midi-aandrijving zorgt voor een unieke stabiliteit en een draaicirkel van slechts 67 x 67cm. De rolstoel wordt standaard geleverd exclusief zitkussen.

Verkrijgbare accessoires:

- Heupgordel
- Mandje (bevestiging achterop)
- Zuurstoffleshouder
- Stokhouder
- Looprek houder
- Zitkussen



Maximale belasting	295kg
Breedte zitting (verstelbaar)	61 - 71cm
Diepte zitting (verstelbaar)	30 - 55cm
Totale breedte	78cm
Totale lengte	120cm
Maximaal bereik	24km
Maximale snelheid	8km / per uur
Draaicirkel	67 x 67 cm
Gewicht batterijen	2 x 24kg
Batterijen	2 x 12 volt
Batterij lader	8 Amp.