

XXL Hoge Walker



XXL - Hoge Walker

De XXL Hoge Walker biedt multifunctionele ondersteuning: men kan hem gebruiken om te lopen en om uit zithouding op te staan. Hij is veilig, maakt de gebruiker onafhankelijk en heeft een infuushouder als optie.

De XXL Hoge Walker heeft twee lateraal ingebouwde handgrepen, zodat de gebruiker in kleine stapjes uit een bed of stoel kan opstaan en de situatie volledig onder controle houdt. Dit beperkt het gevaar op vallen en dus ook het risico van verwondingen van de begeleider of de gebruiker zelf. Na het opstaan kan men de Hoge Walker als loophulp gebruiken.

De breedte en de hoek van de kussens voor de onderarmen zijn verstelbaar, voor een optimale steun voor de gebruiker. De kussens bedekken de volledige lengte van de buis.

Daarnaast heeft de Hoge Walker diverse handgreepcombinaties en is hij gemakkelijk verstelbaar. Alles is gericht op een vlotte manoeuvreerbaarheid.

De op het frame gemonteerde remmen zijn niet alleen handig om te stoppen maar ook om de snelheid en het draaien te regelen. De XXL Hoge Walker is een veilig toestel. De remmen kunnen vergrendeld worden, bijvoorbeeld om op te staan / te gaan zitten.

De buis van 32 mm maakt het frame vrijwel onverwoestbaar, geeft het een strakke look en is in enkele seconden schoongemaakt.

Infuushouder en houder voor katheterzak als optie.

De XXL Hoge Walker is vooral voor ziekenhuisgebruik ontwikkeld maar kan ook thuis worden gebruikt.



Maximale belasting	325kg
Breedte	76 cm
Verstelbare hoogte	100 - 130cm
Kleur*	Koraal zeeblauw / zilver