

# XXL Stokken en krukken



# XXL - Wandelstokken en krukken

## XXL Wandelstok

Extra verstevigde wandelstok. Exclusief ontworpen voor gebruikers tot 226kg. De gebogen nek plaatst het gewicht direct boven de stok en vergroot de stabiliteit en veiligheid. De stok heeft een vinyl handgreep en een dubbele instelknop voor de hoogte.



## XXL Wandelstok – Vierpoot

Extra verstevigde wandelstok. Exclusief ontworpen voor gebruikers tot 226kg. De wandelstok heeft een verstelbare handgreep en grote dubbele instelknop voor de hoogte. De vier poten maken de stok stabiel.



## XXL Kruk

Exclusief ontworpen voor gebruikers tot 325kg.



Maximale belasting	226kg
Verstelbare hoogte	71-93cm
Gewicht	0,9kg

### ***Alleen XXL Kruk:***

Maximale belasting	325kg
Gewicht	1,2kg