

XXL Lage Walker



XXL - Lage Walker

Voor na valincidenten, breuken enzovoort, is een volledig betrouwbare loophulp een cruciale factor om gebruikers weer mobiel te maken.

De XXL Lage Walker is uiterst stabiel, dankzij een brede basis, een buis van 32 mm en slechts 2 wielen. Hij rolt vlot maar biedt ook een unieke stabiliteit in de bewegingsfase van het lopen.

De twee poten aan de achterzijde voorkomen dat de Walker plots wegglijdt wanneer hij uit evenwicht is. De twee voorwielen maken hem erg vlot manoeuvreerbaar.

Comfortabel brede en gevulde handgrepen geven een grotere oppervlakte voor de verdeling van het gewicht en beperken de druk op de handpalmen.

De buis van 32 mm maakt het frame vrijwel onverwoestbaar, geeft het een strakke look en is in enkele seconden schoongemaakt.

Zonder gereedschap verstelbaar van 78cm tot 101cm.

Kan voor het vervoer eveneens zonder gereedschap in 2 delen worden gedemonteerd.



| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale belasting | 325kg |
| Breedte | 76 cm |
| Verstelbare hoogte | 78 - 101cm |
| Kleur* | Groen / zilver |