

# *XXL Minimaxx rolstoel*



# XXL Minimaxx - Opvouwbare rolstoel

De XXL Minimaxx is gemakkelijk opvouwbaar en mee te nemen. Het uiterst eenvoudig te gebruiken vouwsysteem geeft de zitting een zeer goede ondersteuning. Het ontwerp van het vouwsysteem maakt de stoel robuust – uitgeklaapt is hij veel stabielier dan gewone opvouwbare stoelen.

De XXL Minimaxx rijdt erg prettig, dankzij de positie van de achter- en voorwielen. Hij is zo ontworpen dat de achterwielen het grootste gedeelte van het gewicht van de gebruiker dragen, zodat hij gemakkelijker zelf kan duwen. De voorwielen staan verder voorwaarts dan bij een standaard rolstoel, om kantelen te voorkomen.

De lage zithoogte maak het in- en uitstappen en het zelfstandig duwen van de stoel eenvoudig.

De duwhandvatten zijn zo ontworpen dat de begeleider de stoel gemakkelijk met zijn lichaamsgewicht kan draaien en duwen. De hoek van de gevulde handvatten zorgt voor een minimale belasting van de polsen en schouders.

De XXL Minimaxx heeft schijfremmen als optie. Zelfs bij de zwaarste belasting vraagt het remmen uiterst weinig kracht. Naast de schijfremmen beschikt de Minimaxx over een parkeerrem en een wielvergrendeling. Ook vlindervormige armsteunen zijn als optie verkrijgbaar. Ze vergroten de zitbreedte met meer dan 10 cm.

De voetsteunen zijn ontworpen om elk 100kg te dragen! Ze zijn zijwaarts en in de breedte verstelbaar, zodat men de stoel met gesloten of gespreide beenstand kan gebruiken.

Dankzij de extra lange armsteunen kan de gebruiker gemakkelijker in en uit de stoel.

Opties: vlindervormige armsteunen / schijfremmen.



Minimaxx opgevouwen



Schijfremmen Minimaxx

Maximale belasting	325kg
Hoogte zitting	43cm
Diepte zitting	48cm
Gewicht	25kg
Artikelnummer zittingbreedte 61cm	GRXLMM61
Artikelnummer zittingbreedte 66cm	GRXLMM66
Artikelnummer zittingbreedte 71cm	GRXLMM71