

XXL Rollator



XXL - Rollator

Sterke constructie en functioneel design!!

De XXL Rollator is met zijn maximale belasting van 295 kg een van de sterkste looprekken.

Hij is functioneel en heeft een licht, discreet ontwerp. Hij gaat vlot door deuropeningen en is gemakkelijk opvouwbaar om hem te vervoeren en in de auto mee te nemen.

De Rollator heeft een ruime zitting, extra sterke buizen en massieve banden van 83", voor extra stabiliteit en comfort.

De XXL Rollator heeft een groot draagvlak. Wanneer de gebruiker zwaar gaat zitten, voorkomt de rugsteun dat het gewicht te ver wordt geplaatst, voorbij het zitvlak. Dit beperkt het risico van ongevallen in grote mate.

De remmen zijn voor dit type van looprek van uitermate groot belang. De XXL Rollator heeft handremmen die zich vederlicht laten bedienen. Ze zorgen voor een onberispelijke controle en maken de Rollator vlot manoeuvreerbaar en opgewassen tegen het gewicht.

De Rollator wordt geleverd met een mandje. De handgrepen zijn van reflectoren voorzien.



- Buitengewoon sterk, stabiel en licht
- Handig opvouwbaar en manoeuvreerbaar
- Handremmen met vederlichte bediening
- Gaat door deuropeningen en past in auto's

Maximale belasting	295kg
Afmetingen zitting	35,5 x 50,8cm
Breedte tussen handgrepen	61cm
Totale breedte	71cm
Verstelbare hoogte (stappen van 2,5 cm)	77,5 - 92,7cm
Gewicht	12,7kg
Artikelnummer	XLROL