

XXL Tillift & banden



XXL - Tillift en tilbanden

De XXL Tillift is ontworpen om het tillen eenvoudig en functioneel te maken. De lift is gemakkelijk manoeuvreerbaar, eenvoudig te bedienen en veilig voor zowel de gebruiker als de begeleider.

De lift is voorzien van een elektrisch V-mechanisme voor het openen van de benen. De maximale belasting is 300kg. Er is ook een ingebouwde weegschaal verkrijgbaar.

De tilband van de XXL Tillift is comfortabel en veilig. Hij is geschikt voor de transfer uit liggende en zittende houding.

Onze tilband kan gebruikt worden met elke mobiele of aan het plafond gemonteerde tillift met haken voor de bevestiging van de band.



XXL - Universele tilband met
hoofdsteun 1036-5
Ook beschikbaar voor douche
1042-5

XXL - Halve tilband 1041-5

XXL - Tillift	XLPL
XXL - Universele tilband met hoofdsteun 1036-5	XLUS1036
XXL - Universele tilband met hoofdsteun (douche-tilband) 1042-5	XLUS1042
XXL - Halve tilband 1041-5	XLHS1041
XXL - Halve tilband (douche-tilband) 1035-5	XLHS1035