

# *XXL Vrijrijdbare douche en toiletstoel*



# XXL - Verrijdbare douche en toiletstoel

De best ontworpen verrijdbare douche- en toiletstoel op de markt! Hij is ontworpen voor een vlotte toegang, autonomie, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor de hulpverlener. De binnenbreedte van de stoel is 61 of 71cm, maar een 5cm hoge zitting van PU-schuim en 7cm vrije ruimte tot de armsteunen laten het lichaam in de stoel zakken in plaats van naar buiten uit te dijen. Dit levert een zeer grote binnenbreedte op bij een kleine buitenbreedte. De voetsteunen zijn altijd het zwakke punt van dit type van product. De meeste fabrikanten stellen zich tevreden met een standaard oplossing. Onze XXL Verrijdbare douche- en toiletstoel heeft voetsteunen die elk 100kg kunnen dragen... maar daar blijft het niet bij, wij hebben nog meer gedaan!



De voetsteunen zijn zijwaarts en in de breedte verstelbaar, zodat persoonlijke intieme hygiëne mogelijk wordt gemaakt en mensen met overtollig vetweefsel aan de binnenzijde van de benen met gespreide benen (tot 110cm) kunnen zitten en nog altijd gebruik kunnen maken van de voetsteunen. De gloednieuwe voetsteun is zelfs voorzien van PU-schuim. Een van de unieke nieuwe functies is de toiletopening: 44cm diep en 22cm breed op het breedste punt. Dit maakt een correct gebruik van de stoel mogelijk, verbetert de bereikbaarheid voor de hulpverlener en voorkomt incidenten waarin 'materialen' niet op de gewenste plaats terechtkomen!

De gebruikers zijn meestal niet in staat om ver achter zich te reiken om op een armleuning te steunen. Daarom zijn de armsteunen 64cm lang en steken ze 7cm voor de zitting uit, zodat mobiele gebruikers er hun handen op kunnen plaatsen. De gebruiker kan hierdoor zelfstandig in en uit de stoel stappen. Vliedervormige armsteunen zijn een andere optie. Ze maken de zitbreedte 10cm groter.

De ruimte tussen de rugleuning en de zitting heeft een speling van 32 cm. Dit scheidt ruimte voor een mogelijke gezwollen gluteale zone en helpt de hulpverlener om een tilband aan te leggen en de gebruiker beter te plaatsen.

Maximale belasting	325kg
Breedte zitting	61 - 71 cm
Diepte zitting	56cm
Hoogte zitting	55cm
Rugleuning	32 - 52cm
Totale breedte	87 - 97cm
Zitting tot voetsteun	58 - 110cm
Drukstang tot vloer	99cm